



MAGNETOTERAPIA

ALQUILER DE EQUIPOS DE REHABILITACIÓN A DOMICILIO

¿Quiénes somos?

Somos una empresa ubicada en Vilassar de Mar (Barcelona), especializada en la venta y alquiler de equipos para rehabilitación y recuperación funcional. Nuestra pasión por el deporte y la salud nos impulsó a crear un servicio accesible y de calidad, pensado para que cualquier persona que necesite recuperarse de una lesión pueda hacerlo cómodamente desde su hogar.

Ofrecemos soluciones eficaces y adaptadas a cada necesidad, con el objetivo de facilitar una recuperación más rápida, segura y confortable. Trabajamos con centros médicos, fisioterapeutas y particulares, apostando siempre por la innovación, la cercanía y el compromiso con el bienestar de nuestros clientes.



**"TE ASESORAMOS A CERCA DEL ALQUILER
DE UNA MAGNETOTERAPIA ESPECÍFICA PARA
RESOLVER TUS DOLENCIAS"**



FIASMED



¿Qué es la Magnetoterapia?

La magnetoterapia es una terapia no invasiva que utiliza campos magnéticos de baja frecuencia para estimular la regeneración de tejidos y aliviar el dolor. Actúa a nivel celular, favoreciendo la circulación sanguínea, reduciendo la inflamación y acelerando los procesos de recuperación del organismo. Su uso es común tanto en centros de fisioterapia como en el ámbito domiciliario para facilitar la rehabilitación de diversas patologías.



Patologías más comunes tratadas con Magnetoterapia

La magnetoterapia es altamente efectiva en el tratamiento de múltiples afecciones, tales como:

- **Lesiones óseas:**
Fracturas, fisuras, osteoporosis, edema óseo y retrasos en la consolidación ósea.
- **Dolor crónico y agudo:**
Artritis, artrosis, fibromialgia, lumbalgia, cervicalgia y síndrome del túnel carpiano.
- **Lesiones musculares y tendinosas:**
Tendinitis, roturas fibrilares, esguinces y contracturas.
- **Problemas circulatorios:**
Úlceras por presión, edemas y trastornos vasculares periféricos.
- **Procesos inflamatorios:**
Bursitis, fascitis plantar y ciática.



Uso cómodo desde casa.



Tratamiento personalizado sin
necesidad de desplazamientos.
Envío a domicilio.



Opción ideal para recuperación
postoperatoria y lesiones
prolongadas.



Consulta disponibilidad y reserva
tu equipo hoy mismo.



PATOLOGIAS A TRATAR MÁS COMUNES

- Osteoartritis
- Artritis
- Artrosis
- Algodistrofia - Enf. de Sudeck
- Dolor de espalda
- Dolor articulares
- Antiinflamatorio
- Tendinitis
- Epicondilitis
- Epitrocleititis
- Túnel carpiano
- Tendinitis hombro
- Post cirugía LCA
- Lesión cartilago
- Prótesis rodilla
- Prótesis cadera
- Fusión espinal
- Osteotomía
- Fracturas
- Retraso consolidación fracturas
- Osteonecrosis
- Osteoporosis
- Pseudoartrosis
- Edemas óseos
- Distorsión de tobillo

GLOBUS MAGNUM 3000PRO

La Globus Magnum 3000 PRO es un aparato de magnetoterapia profesional indicado para realizar tratamientos en casa y en centros de salud para profesionales. Tiene dos salidas independientes para poder tratar dos patologías a la vez.

Aparato de magnetoterapia con campos magnéticos pulsátiles de baja frecuencia.

Característica		Descripción
CANALES		2 Independientes
PROGRAMAS		52 preestablecidos / 70 totales
SOLENOIDES		2
POTENCIA		200 Gauss por canal / 400 Gauss totales (2 canales)
FRECUENCIA		Rango de 5 a 200Hz
PROGRAMABLE		Si FUNCIÓN 1+1 Posibilidad de ejecutar 2 programas diferentes simultáneamente.
NORMATIVA		Clase II Clase A Cumplimiento. Cumple con la Directiva 93/42/CEE-2007/47/CEE.



PATOLOGIAS A TRATAR MÁS COMUNES

- Fracturas
- Manguito Rotador
- Tunel carpiano
- Osteoartritis
- Artrosis
- Dolor de espalda
- Protesis
- Retraso Consolidación
- Fracturas
- Osteoporosis
- Post-operatorio LCA
- Limpieza de cartilago
- Osteotomía intertrocanterica
- Drenaje
- Celulitis
- Estados edematosos
- Acne
- Cicatrices
- Arrugas faciales
- Estrías

GLOBUS MAGNUM XL PRO

El aparato de magnetoterapia Globus XL Pro es un aparato profesional que tiene dos canales con los que puedes trabajar una misma patología de manera muy efectiva.

Aparato de magnetoterapia con campos magnéticos pulsátiles de baja frecuencia.

Característica		Descripción
CANALES		2 misma patología en cada salida
PROGRAMAS		46 totales
SOLENOIDES		2
POTENCIA		250 Gauss por canal / 500 Gauss totales (2 canales)
FRECUENCIA		Rango de 5 a 200Hz
PROGRAMABLE		Si
NORMATIVA		Clase II Clase A Cumplimiento. Cumple con la Directiva 93/42/CEE-2007/47/CEE.

GLOBUS MAGNUM 2500

La Magnetoterapia Globus 2500 dispone de dos canales independientes para el tratamiento de dos patologías a la vez. Está indicada para poder hacer tratamientos en casa y en centros de salud para profesionales

Aparato de magnetoterapia con campos magnéticos pulsátiles de baja frecuencia.

Característica	Descripción
CANALES	2 Independientes
PROGRAMAS	52 totales
SOLENOIDES	2
POTENCIA	160 Gauss por canal / 320 Gauss totales (2 canales)
FRECUENCIA	Rango de 5 a 200Hz
PROGRAMABLE	Si FUNCIÓN 1+1 Posibilidad de ejecutar 2 programas diferentes simultáneamente.
NORMATIVA	Clase II Clase A Cumplimiento. Cumple con la Directiva 93/42/CEE-2007/47/CEE.



PATOLOGÍAS A TRATAR MÁS COMUNES

- Artrosis / Artritis
- Dolor
- Algodistrofia – Enf. de Sudeck
- Antiinflamatorio
- Epicondilitis
- Epitrocleitis
- Túnel carpiano
- Tendinitis hombro
- Post cirugía LCA
- Lesión cartilago
- Prótesis
- Fracturas
- Retraso consolidación fracturas
- Osteonecrosis
- Osteoporosis
- Edemas óseos
- Distorsión tobillo

LAMAGNETO PRO

La magnetoterapia I-tech LaMagneto Pro, es una máquina que cumple con todas las necesidades profesionales para poder tratar la mayoría de patologías.

Aparato de magnetoterapia con campos magnéticos pulsátiles de baja frecuencia.

Característica	Descripción
CANALES	2 Independientes
PROGRAMAS	63 totales
SOLENOIDES	2
POTENCIA	200 Gauss por canal / 400 Gauss totales (2 canales)
FRECUENCIA	Rango de 1 a 120Hz
PROGRAMABLE	Si FUNCIÓN 1+1 Posibilidad de ejecutar 2 programas diferentes simultáneamente.
NORMATIVA	Dispositivo médico certificado CE1936



PATOLOGÍAS A TRATAR MÁS COMUNES

- Osteoporosis
- Artrosis
- Artritis
- Dolor
- Prótesis
- Cervicalgia
- Fractura
- Epicondilitis
- Epitrocleitis
- Pseudoartrosis
- Lumbalgia
- Tratamiento muscular
- Osteonecrosis
- Algodistrofia
- Lesión cartilago
- Lesión ligamento
- Edema óseo
- Tendinitis
- Condropatía
- Anti-inflamatorio
- Discopatía
- Mialgia
- Neuropatía
- Rizartrosis
- Síndrome de Impingement
- Túnel carpiano
- Túnel del tarso



PATOLOGIAS A TRATAR MÁS COMUNES

- Osteoporosis
- Artrosis
- Artritis
- Dolor
- Cervicalgia
- Fractura
- Epicondilitis
- Epitrocleitis
- Pseudoartrosis
- Lumbalgia
- Osteonecrosis
- Algodistrofia
- Lesión cartilago
- Lesión ligamento
- Edema óseo
- Tendinitis
- Condropatía
- Anti-inflamatorio
- Discopatía
- Mialgia
- Neuropatía
- Rizartrosis
- Síndrome de
- Impingement
- Túnel carpiano
- Prótesis titanio

LA MAGNETO

La magnetoterapia LaMagneto I-tech es un aparato indicado para tratar la mayoría de lesiones osteomusculares.

Aparato de magnetoterapia con campos magnéticos pulsátiles de baja frecuencia.

Característica		Descripción
CANALES		2 Independientes
PROGRAMAS		46 totales
SOLENOIDES		2
POTENCIA		150 Gauss por canal / 300 Gauss totales (2 canales)
FRECUENCIA		Rango de 1 a 100Hz
PROGRAMABLE		Si FUNCIÓN 1+1 Posibilidad de ejecutar 2 programas diferentes simultáneamente.
NORMATIVA		Dispositivo médico certificado CE1936



PATOLOGIAS A TRATAR MÁS COMUNES

- Osteoporosis
- Artrosis
- Artritis
- Dolor
- Cervicalgia
- Distorsiones
- Fracturas
- Epicondilitis
- Epitrocleitis
- Contracturas intercostales
- Lumbalgia
- Periartritis
- Osteonecrosis

MAG2000

La Mag2000 es un equipo de magnetoterapia que le permite reducir el dolor, la inflamación y tener una buena recuperación de ese dolor reumático o fractura ósea cómodamente en su domicilio.

Aparato de magnetoterapia con campos magnéticos pulsátiles de baja frecuencia.

Característica		Descripción
CANALES		2 misma patología en cada salida
PROGRAMAS		35 totales
SOLENOIDES		1
POTENCIA		150 Gauss por canal / 300 Gauss totales (2 canales)
FRECUENCIA		Rango de 1 a 100Hz
PROGRAMABLE		No
NORMATIVA		Dispositivo médico certificado CE1936

MAGNETOBOX ULTRAMAG

La MagnetoBox es un aparato de magnetoterapia portátil que trata numerosas patologías musculoesqueléticas y en articulaciones.

Aparato de magnetoterapia con campos magnéticos pulsátiles de baja/alta frecuencia.

Característica	Descripción
CANALES	2 (en cada salida una placa)
PROGRAMAS	22 totales
SOLENOIDES	2 canales (+ i -)
POTENCIA	160 Gauss de media totales (2 canales)
FRECUENCIA	Rango de 2 a 750Hz
PROGRAMABLE	Si
NORMATIVA	Dispositivo médico certificado CE1936



PATOLOGIAS A TRATAR MÁS COMUNES

- Osteoporosis
- Fracturas
- Artrosis
- Síndromes canaliculares
- Síndrome del túnel carpiano
- Síndrome del túnel fibular
- Dolor articular
- Cervicalgia y dorsalgia
- Lumbalgia
- Tendinitis
- Edemas

CRYOPUSH - SISTEMA COMPRESIÓN Y FRÍO

Este es un sistema integrado de compresión y frío activo indicado principalmente para el cuidado de lesiones osteomusculares agudas y postoperatorios para reducir el edema, la hinchazón y el dolor.

Accesorios

**RODILLA
PIERNA ENTERA
HOMBRO
ESPALDA
TOBILLO
MANO
MUÑECA**


PATOLOGIAS A TRATAR MÁS COMUNES

- Cirugías de rodilla (Ligamentos, meniscos, prótesis...)
- Cirugías de tobillo y pie (Ligamentos, fracturas, prótesis, fascitis)
- Cirugías de cadera (prótesis, osteosíntesis, artroscopias)
- Cirugías de hombro (manguito rotador, luxaciones, prótesis, artroplastia)
- Otras aplicaciones postraumáticas (fracturas, contusiones, cirugías, lesiones agudas)



SILLA PARA EL DESPRENDIMIENTO DE RETINA

Se trata de una silla multifuncional de terapias muy útil para utilizar en los postoperatorios de DESPRENDIMIENTO DE RETINA y para la OPERACIÓN DE MÁCULA.





PRESOTERAPIA GLOBUS

Equipo de presoterapia adecuado para el beneficio de salud y belleza, ideal para linfedemas, problemas de circulación venosa, pesadez en las piernas, hinchazón, edemas, retención de líquidos y demás.

También está indicado para deportistas, para una rápida recuperación después de un esfuerzo físico.



MULETAS

El alquiler de muletas es una solución ideal para personas que tienen dificultad para moverse de manera temporal y así poder desplazarse con las menores molestias posibles.

- **Construidas en aluminio**
- **Tubo de 22 mm. de diámetro y 1,5 mm. de espesor. Longitud: 90-120cm**
- **Anodizado de plata de 18 micras.**
- **Mango de poliestireno.**



SILLA DE RUEDAS

Silla de ruedas básica con tapizados de nylon transpirable y lavable. Se trata de una silla de ruedas ideal para alquilar en situaciones de necesidad como puede ser por accidente o post operatorio.

- **Silla básica con tapizado de nylon transpirable y lavable.**
- **Estructura plegable.**
- **Reposapiés extraíbles y abatibles hacia el exterior. Regulables en altura.**
- **Ruedas traseras macizas con sistema de extracción rápida (quick release).**
- **Existe la posibilidad de añadir el accesorio de reposapié elevable.**

ARTROMOT OPTIFLEX

Artromotor Optiflex se trata de un dispositivo diseñado para la recuperación pasiva de la rodilla CPM (Continuos Passive Motion) especialmente después de una lesión o una cirugía. Lo que hace es una reeducación de los movimientos articulares de flexio-extensión de una manera segura, controlada y pasiva de la rodilla.

Es un aparato recomendado para después de las intervenciones quirúrgicas de la rodilla como pueden ser:

- Operación de ligamentos cruzados de la rodilla.
- Operación de ligamentos laterales de la rodilla.
- Operación de prótesis de la rodilla.
- Operación de meniscos de la rodilla.
- Artrolysis (liberación de las adherencias de la cápsula sinovial o ligamentaria).
- Fracturas (rotulianas, del platillo tibial, femorales, etc.)
- Sepsis articular (inflamación de una articulación debido a una infección bacteriana o micótica).
- Osteotomía (técnica de cirugía ortopédica que consiste en realizar un corte parcial en un hueso de manera controlada).
- Artroplastia de rodilla.



ELECTROESTIMULADOR

Elite S2 es un dispositivo esencial para la recuperación post-entrenamiento, rehabilitación de lesiones y alivio del dolor.

- 100 Programas
- Prevención, Deporte, Fitness y belleza, Rehabilitación, Dolor, Incontinencia.
- 2 Canales Independientes



PACK REHABILITACIÓN (MAGNETO + CRYO)

En Fiasmed te ofrecemos la opción de alquilar la CryoPush para reducir la inflamación y el dolor, y un equipo de magnetoterapia para acelerar la regeneración del tejido y mejorar tu recuperación en casa.



Preguntas Frecuentes

1. ¿Cómo puedo reservar un equipo?

Puedes hacerlo directamente a través de nuestra página web: www.alquilerdemagnetoterapia.es, eligiendo el equipo que mejor se adapte a tus necesidades. También puedes contactar con nosotros por teléfono (+34 93 129 14 35 / 618 88 34 97) o por correo electrónico: info@alquilerdemagnetoterapia.es.

2. ¿Quién puede alquilar nuestros equipos?

Nuestro servicio de alquiler está dirigido tanto a particulares como a profesionales del sector salud. Cualquier persona que necesite un tratamiento de rehabilitación puede beneficiarse de nuestros equipos.

3. ¿Son fáciles de usar los aparatos?

Sí, nuestros equipos de magnetoterapia están diseñados para un uso doméstico sencillo y seguro. Incluyen un manual de instrucciones y un vídeo explicativo. Además, nuestro equipo está siempre disponible para resolver cualquier duda que pueda surgir durante el tratamiento.

4. ¿Cuánto tiempo debe aplicarse la magnetoterapia en un tratamiento?

Para obtener resultados óptimos, se recomienda realizar sesiones de al menos 2 horas consecutivas, pudiendo prolongarse hasta un máximo de 8 horas, según el caso. No obstante, será tu médico quien determine la duración adecuada según tu diagnóstico. Algunos programas del equipo ya vienen configurados con la duración recomendada para cada tratamiento.

5. ¿Cuánto tarda en llegar el equipo una vez realizado el pedido?

Realizamos envíos rápidos a toda España, Portugal, Italia y Francia. Una vez confirmado el alquiler, el equipo se entrega normalmente en un plazo de 24 a 48 horas hábiles.

6. ¿Qué pasa si el equipo se daña o no funciona correctamente?

En Fiasmed revisamos todos los equipos antes de cada envío para garantizar su correcto funcionamiento. En caso de cualquier incidencia, te ofreceremos una solución rápida: sustitución del equipo, asistencia técnica o reembolso, según corresponda.

7. ¿Es necesario tener prescripción médica para alquilar?

Aunque no es obligatoria para el alquiler, siempre recomendamos seguir las indicaciones de un profesional médico o fisioterapeuta que te guíe en el tratamiento más adecuado a tu lesión o patología, aunque nuestro equipo también os asesora y os acompaña durante el tratamiento.

8. ¿Y si tengo dudas durante el tratamiento?

No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Si en cualquier momento necesitas asesoramiento o tienes alguna pregunta sobre el uso del equipo, puedes contactarnos por teléfono o WhatsApp. Estaremos encantados de acompañarte durante todo el proceso para que te sientas seguro y aproveches al máximo tu tratamiento.



+34 93 129 14 35
+34 618 883 497



info@alquilerdemagnetoterapia.es
info@fiasmed.com



C/Picasso 31, bajos.
08340 Vilassar de Mar (Barcelona)



www.alquilerdemagnetoterapia.es